



Resolución de problemas del sensor


12:34	BG Símbolo en las pantallas Datos/Tendencia en el MGC Calibración necesaria. • Realizar la calibración.
BG	
IOB 5.54U	
Aviso MCG	
Intro. GLU	
Confirmar	
Aviso MCG	Sensor [ERR0] El sensor no se puede calibrar. • Presione . [ERR0] aparecerá en las pantallas Datos/Tendencia en el MGC. • Espere 15 minutos y luego ingrese 1 valor de glucemia tomado con punción digital. • Si el error continúa, agregue otro valor de glucemia tomado con punción digital. • Si no aparecen lecturas de glucosa del MGC, debe reemplazar el sensor.
Aviso MCG	Sensor [ERR1] El sensor no está calibrado correctamente. • Presione . [ERR1] aparecerá en las pantallas Datos/Tendencia en el MGC. • Espere 1 hora y luego ingrese 1 valor tomado con punción digital. • Si no aparecen lecturas de glucosa del MGC después de 10 minutos, debe reemplazar el sensor.
Aviso MCG	Batería baja del transmisor La batería del transmisor está baja. El transmisor seguirá funcionando, pero con posibles brechas en los datos. • Presione . Reemplace el transmisor.
Aviso MCG	Falla de datos del MGC La bomba y el MGC están teniendo problemas de comunicación. • Presione y comuníquese con Atención al cliente.
12:34	??? Símbolo (lecturas de glucosa del MGC desconocida) en las pantallas de datos/tendencia del MGC ??? generalmente se resuelve por sí solo dentro de varios minutos, pero puede demorar hasta varias horas. • NO calibre. • Asegúrese de que la vaina del sensor esté adherida bien a su cuerpo y que nada se frote contra ella. • Compruebe que el transmisor esté enganchado en ambos lados. • Cuando vea una lectura de glucosa o el símbolo BG en la pantalla de Datos o Tendencias del MGC, ingrese el valor de glucemia tomado con punción digital para la calibración.
IOB 5.54U	
Aviso MCG	El sensor falló El sensor se apagó antes de final de la sesión de 7 días. • Presione . El cuadro de estado en la pantalla de datos o tendencias del MGC estará completamente sombreado de gris. • Comuníquese con Atención al cliente. • Retire el sensor fallado e inserte un nuevo sensor.
Fallo de sensor MCG, Infusión de insulina continúa	
Confirmar	
12:34	ANT Aviso de fuera de rango/símbolo ANT en las pantallas de datos/tendencias en el MGC La bomba y el MGC no se comunican o se encuentran fuera del rango de radiofrecuencia. • Asegúrese de que la bomba se encuentre dentro de un radio de 12 pies del transmisor/vaina del sensor. • Espere 10 minutos. Si no aparece una lectura de glucosa, comuníquese con Atención al cliente.
IOB 5.54U	
Aviso MCG	
Transmisor Fuera rango	
Confirmar	



Consejos útiles


Alertas de glucosa alta/baja

- Con las alertas de glucosa alta/baja, la entrega de insulina continúa.
- Si las alertas no se confirman presionando la alerta se repetirá cada 3 minutos.
- Puede activar/desactivar y configurar los sonidos de alerta según las recomendaciones de su profesional de atención médica o de sus preferencias personales.



Alarma de glucosa baja

- El monitor de glucosa continuo (MGC) tiene una alarma automática de glucosa baja fijada en 55 mg/dL. No puede desactivar esta alarma, ni cambiar el nivel de la alarma ni sus ajustes de repetición de alerta. Si se produce esta alarma:
- Presione para confirmar.
- Se le notificará nuevamente en 30 minutos si su lectura de glucosa sigue siendo igual o inferior a 55 mg/dL.



NOTA: En un estudio clínico pediátrico, un número significativo de eventos de glucosa baja no fueron detectados por el MGC. Además, en el estudio pediátrico se observaron diferencias más grandes entre las lecturas MGC y los valores reales de glucosa en sangre, en comparación con las diferencias observadas en el estudio clínico en adulto. Cada vez que fija su límite de glucosa baja, y cuando su lectura actual en el MGC esté por debajo de ese límite y/o de 55 mg/dL, aparecerá una serie de pantallas de Avisos MGC de la bomba para que esté al tanto de estas diferencias. Consulte la guía del usuario para obtener toda la información.

Calibración - ¿Qué hacer?


- Lavarse las manos antes de cada calibración.
- Use el mismo glucómetro para todas las calibraciones.
- Haga una revisión de calidad del glucómetro para asegurarse de que su medidor esté dando valores precisos para la calibración.
- Ingresar el valor correcto de glucemia tomado con punción digital es fundamental para obtener lecturas precisas de los sensores. Utilice una técnica correcta al realizar la prueba de punción digital.
- Puede calibrar en cualquier momento, siempre y cuando vea una lectura de glucosa en el MGC o el símbolo de glucemia (**BG**) en la pantalla de Tendencias o de datos del MGC.
- Calibre al menos una vez cada 12 horas.
- Calibre siempre que sus niveles de glucosa estén subiendo o bajando.

Calibración - ¿Qué NO hacer?

- NO calibre cuando vea el símbolo **ANT** o **???** en la pantalla de Tendencias o de Datos del MGC.
- NO calibre si su glucemia es superior a 400 mg/dL o inferior a 40 mg/dL.
- NO utilice otros sitios de muestras que no sean la punta de los dedos para obtener valores de glucemia con fines de calibración.

Historial del MGC

- Desde el **Menú MGC**, puede acceder y revisar un historial de sesiones del MGC, calibraciones del glucemia y avisos MGC.



Referencias

- Kamath A, Mahalingam A, Brauker J. *Analysis of time lags and other sources of error of the Dexcom SEVEN continuous glucose monitor.* Diabetes Technol Ther. 2009;11(11):689-695.



Información importante

⚠ Advertencias

- NO use las lecturas de glucosa del sensor y transmisor G4 PLATINUM para tomar decisiones de tratamiento, como la cantidad de insulina que debe tomar. El sensor y el transmisor no reemplazan al glucómetro y los valores de glucemia pueden diferir de las lecturas de glucosa del sensor. El uso de las lecturas de glucosa del sensor y transmisor para tomar decisiones de tratamiento puede provocar lesiones graves o la muerte.
- Su sistema Animas® Vibe™ no hará ajustes de insulina automáticamente en base a las lecturas del MGC.
- Debe calibrar el MGC al menos una vez cada 12 horas.

CONTRAINDICACIONES

- Retire el sensor y transmisor Dexcom G4 PLATINUM antes de hacerse un resonancia magnética (MRI), una tomografía computarizada (TC) o un tratamiento de diatermia. El sensor y transmisor Dexcom G4 PLATINUM no se han probado durante una resonancia magnética o tomografía computarizada o con el tratamiento de diatermia. Los campos magnéticos y el calor podrían dañar el sensor y el transmisor de modo que no puedan grabar ni transmitir las lecturas de glucosa del sensor ni proporcionar alertas, y puede que pase por alto un valor bajo o alto de glucosa en sangre.
- Tomar medicamentos que contengan acetaminofeno mientras está usando el sensor puede elevar falsamente las lecturas de glucosa del sensor. El nivel de inexactitud depende de la cantidad de acetaminofeno activo en su cuerpo y puede variar según cada persona.



Preguntas frecuentes

¿Qué puede hacer el MGC por mí?

El MGC le da una imagen continua de los niveles de glucosa para ayudarle a detectar tendencias y patrones en sus niveles de glucosa. Las tendencias le permiten ver por dónde han estado sus niveles de glucosa, en qué dirección se dirigen, y la rapidez con la que suben o bajan.

¿El MGC sustituye mi glucómetro tradicional?

No, está destinado a ser utilizado CONJUNTAMENTE CON su glucómetro. Cuando utiliza el MGC, debe tomar dos pruebas de punción digital con su glucómetro para iniciar/calibrar su sesión del sensor. También deberá tomar al menos 1 prueba de punción digital cada 12 horas.

¿Debo tomar decisiones de tratamiento basadas en los resultados de mi sistema Animas® Vibe™?

Usted debe hacer una prueba de punción digital con su glucómetro y utilizar ese valor de glucemia para tomar cualquier decisión sobre la dosis de insulina o el tratamiento. Las decisiones sobre la dosis de insulina no deben basarse únicamente en los resultados de las lecturas del MGC.

¿Está bien si mis lecturas del MGC y las lecturas de glucemia tomadas con punción digital no coinciden exactamente?

Sí. Esto es normal.

¿Mi transmisor es reutilizable?

Sí. NO DESECHE SU TRANSMISOR. Su transmisor es reutilizable.

¿A qué distancia tienen que estar la bomba y el transmisor?

Tienen que estar dentro de un radio de 12 pies uno del otro en todo momento, incluyendo el período de inicio y mientras usted está durmiendo.

Si confirmo la alerta/alarma del MGC, ¿continúa la administración de insulina?

Sí.

¿Las alertas y alarmas de mi MGC se van haciendo progresivamente más fuerte si no confirmo la primera vez que suenan?

No. El sonido de las alertas y alarmas del MGC no se vuelven progresivamente más fuerte con el tiempo.

¿Cuál es la garantía para mi sistema Animas® Vibe™?

La garantía para su bomba es de 4 años. La garantía para su transmisor es de 6 meses.

¿Qué debo hacer si veo [???] en lugar de un valor de glucosa?

Las lecturas de glucosa desconocidas en el MGC (**???**) en las pantallas de datos y tendencias del MGC son períodos en que el sistema no entiende las lecturas de glucosa del MGC. Esto suele ser temporal. Su MGC normalmente se corrige a sí mismo, después de lo cual podrá ver las lecturas de glucosa en el MGC nuevamente.

¿Cuando cebo la bomba, cambio el cartucho de insulina o cuando hay una alarma de oclusión, ¿seguiré recibiendo las lecturas del MGC y se mostrarán en la bomba?

Sí. Se seguirán recibiendo y visualizando las lecturas del MGC durante estas funciones de la bomba.

¿Cuando pongo la bomba en modo de suspensión, ¿seguiré recibiendo mis lecturas del MGC y se mostrarán en la bomba?

No. No recibirá lecturas del MGC cuando su bomba esté en modo de suspensión.

¿Qué debo hacer si tengo preguntas?

Comuníquese con Asistencia al cliente.

¿El sistema Animas® Vibe™ es resistente al agua?

Sí. Su bomba es resistente al agua hasta 12 pies por 24 horas. Su sensor y transmisor son resistentes al agua hasta 8 pies por 24 horas.

Sensor y transmisor Dexcom G4 PLATINUM

Guía de inicio rápido

Parte del sistema Animas® Vibe™

Revise todas las contraindicaciones, avisos, precauciones y procedimientos detallados en la guía del usuario del Animas® Vibe™ antes de utilizar el sensor y transmisor Dexcom G4 PLATINUM.

Debe tomar una prueba de punción digital (prueba de glucosa en la sangre usando una muestra de sangre de la yema del dedo) con su glucómetro y utilice ese valor de glucemia para tomar cualquier decisión sobre la dosis de insulina o el tratamiento. Las decisiones sobre la dosis de insulina no deben basarse únicamente en los resultados del sensor y transmisor Dexcom G4 PLATINUM.

1 Conozca su sistema Animas® Vibe™

2 Configurar la identificación del transmisor

3 Configurar los sonidos y niveles de alertas

4 Insertar el sensor y colocar el transmisor

5 Comenzar sesión del sensor

6 Calibrar

7 Pantallas de tendencias y datos del MGC

8 Finalizar sesión del sensor

Incorporar el sistema Animas® Vibe™ a su vida

El sensor y transmisor Dexcom G4 PLATINUM no reemplazan su glucómetro tradicional. Cuando utiliza el sensor y transmisor Dexcom G4 PLATINUM, podrá ver lecturas de glucosa continuas en tiempo real en la pantalla de su bomba de insulina Animas® Vibe™ cada 5 minutos, para hasta 7 días. Estas lecturas le ayudarán a detectar tendencias y patrones en sus niveles de glucosa. De este modo, puede ver por dónde han estado sus niveles de glucosa, en qué dirección se dirigen, y la rapidez con la que suben o bajan.

Esta Guía de inicio rápido le ayudará a configurar la parte del MGC de su sistema Animas® Vibe™. Antes de comenzar o siempre que tenga preguntas, revise el manual del usuario del Animas® Vibe™. También puede ponerse en contacto con Atención al cliente.

NOTA: La MGC es opcional con su bomba de insulina Animas® Vibe™ y se vende por separado.



200 Lawrence Drive
West Chester, PA 19380 USA

Atención al cliente está disponible
24 horas al día, 7 días a la semana. EE. UU. y Puerto Rico:
1.877.YES-PUMP (937-7867)
Visítenos en www.Animas.com.

Consulte el Manual del usuario

Este producto está cubierto por una o más patentes de Estados Unidos incluyendo 6.656.148. Otras patentes pendientes. Animas® y Vibe™ son marcas comerciales de Animas Corporation. Dexcom, Dexcom G4 PLATINUM, y The Glucose Sensor Company son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Dexcom, Inc. en Estados Unidos y/o otros países. Todas las demás marcas comerciales y derechos de autor son propiedad de sus respectivos dueños.

© 2015 Animas Corporation. Todos los derechos reservados.
P/N: 41031245 Rev A 05/2016

Compatible con




Dexcom, Inc.
6340 Sequence Drive
San Diego, CA 92121 USA

1 Conozca su sistema Animas® Vibe™

Su sistema Animas® Vibe™ está compuesto por:

- La bomba de insulina Animas® Vibe™
- El transmisor Dexcom G4 PLATINUM
- El sensor y aplicador Dexcom G4 PLATINUM


La bomba de insulina Animas® Vibe™




Transmisor Dexcom G4 PLATINUM (NO DESECHABLE)



Sensor Dexcom G4 PLATINUM (DESECHABLE)



Aplicador del sensor (DESECHABLE)



NOTA: Si tiene problemas con la sesión de su sensor, conserve el sensor hasta que hable con Atención al cliente.

2 Configurar la identificación del transmisor

Desde el **MENÚ PPAL.:**


- Pulse **▼** para resaltar **MGC** y pulse **⏏**.
- Pulse **▼** para resaltar **Configurar** y pulse **⏏**.



Cada vez que comience a usar un nuevo transmisor es necesario configurar la identificación (ID) del transmisor. Esto permite que su bomba y sensor se comuniquen entre sí. Su número único de identificación del transmisor hace que esto sea posible. Asegúrese de retirar el transmisor de su bandeja cuando esté listo para usarlo. Tan pronto como lo quite de la bandeja, empieza a utilizar la energía de la batería. Espere 10 minutos para que el transmisor se encienda y esté listo para su uso.

Para configurar la identificación de transmisor

- En la pantalla **Config. MGC**, pulse **▼** para resaltar **Transmisor** y pulse **⏏**.




- Pulse **▲** para resaltar la **N/S #**. Se resaltaré el último dígito. Utilice los botones **▲/▼** para pasar al primer dígito y pulse **⏏** para activar el "Modo Edición". Utilice los botones **▲/▼** para ingresar el primer dígito de su número de identificación de 5 dígitos (que se encuentra en la parte inferior del transmisor).
- Presione **⏏** después de ingresar cada dígito y repita hasta ingresar el último dígito.
- Se resaltaré **Config. MGC**. Pulse **⏏** para volver a la pantalla **Config. MGC**.

3 Configurar los sonidos y niveles de alertas (opcional)

Puede configurar la bomba para que le notifique cuando sus lecturas en el MGC son muy altas o bajas (Alertas de suba/baja), o si está subiendo o bajando demasiado rápido (Alertas de tasa de subas/tasa de bajas). También puede configurar la bomba para que le avise cuando el transmisor no esté dentro del rango de radiofrecuencia de su bomba (Alerta de fuera de rango). Las alertas se pueden activar/desactivar y establecer a niveles personalizados o predeterminados. Los niveles personalizados deben basarse en las recomendaciones de su profesional de la salud y sus preferencias personales. Algunas alertas (Alertas de alta/baja y de fuera de rango) también le permiten establecer un período de "repetición de alarma" para que vuelva a sonar la alerta después de un tiempo determinado.

Para establecer los sonidos de la alerta

- En la pantalla **Config. MGC**, se resaltaré **Sonidos**. Presione **⏏**.
- Resalte cualquier tipo de alerta. Pulse **⏏** para activar el "Modo edición". Utilice los botones **▲/▼** para establecer el sonido deseado para la alerta (Alto - Medio - Bajo - opciones de vibración). Presione **⏏**.
- Desplácese hacia abajo hasta **Config. MGC**. Pulse **⏏** para volver a la pantalla **Config. MGC**.



Para establecer los niveles de alerta


- En la pantalla **Config. MGC** resalte cualquier tipo de alerta. Presione **⏏**.
- Pulse **⏏** para activar el "Modo edición".
- Donde corresponda, configure el nivel y el tiempo de repetición, y elija activar/desactivar la alerta. El tiempo de repetición de alerta predeterminado es 0 minutos (sin repetición de alerta) y todas las alertas están activadas.
- Desplácese hacia abajo hasta **Config. MGC**. Pulse **⏏** para volver a la pantalla **Config. MGC**.

4 Insertar el sensor y colocar el transmisor


Antes de iniciar este paso, debe tener a mano un sensor, un aplicador del sensor, el transmisor y toallitas con alcohol.

Para insertar el sensor


- Limpie el sitio de colocación con alcohol. Deje secar. El sitio de colocación debe ser en su abdomen (o en las nalgas superiores en niños y adolescentes entre 2 y 17 años), y lejos de la cintura u otras áreas donde pueda haber roce. Debe estar separado al menos 3 pulgadas del lugar de infusión de la bomba de insulina.
- Retire el dorso adhesivo de la parte inferior de la vaina del sensor.
- Coloque el sensor en posición horizontal, NO vertical. Presione sus dedos firmemente alrededor del adhesivo para asegurar.




- Quite el bloqueo de seguridad tirando hacia fuera (siga las flechas en la imagen de abajo). Guarde el bloqueo de seguridad.




- Con el pulgar y otro dedo, puede ayudar a pellizcar su piel en la base de la vaina del sensor (utilice la mano no dominante).
- Con la mano hábil, coloque 2 dedos por encima del anillo (ver imagen abajo). Coloque el pulgar sobre el émbolo y empuje completamente hacia abajo. Escuchará 2 "clicks".



- Con el pulgar como base, coloque 2 dedos debajo del anillo y tire hacia arriba completamente. Escuchará 2 "clicks".




- Asegúrese de que el pestillo del transmisor esté al ras contra la piel. Mientras sigue sosteniendo el barril aplicador, utilice la otra mano para apretar las lengüetas de liberación ranuradas en los lados de la vaina del sensor. Balancee el barril aplicador hacia adelante y levante lejos de su cuerpo.



Para colocar el transmisor


- Limpie el transmisor con una toallita con alcohol. Deje secar.
- Con el pulgar y otro dedo, pellizque su piel en la base de la vaina del sensor. Coloque el transmisor en la vaina del sensor (el lado plano hacia abajo, el lado más delgado lejos del pestillo).
- Utilice un dedo para sostener el transmisor en su lugar. Con la otra mano, mueva el pestillo del transmisor hacia adelante hasta que oiga 2 "clicks".
- Para quitar el pestillo del transmisor, sostenga los lados de la vaina del sensor con una mano y el pestillo del transmisor con la otra. Desenrosque el pestillo.



5 Comenzar sesión del sensor

Para iniciar la sesión del sensor

- En la pantalla **Menú MGC**, desplácese hacia abajo para resaltar **Inic./Parar**. Pulse **⏏**.
- INICIO** se resaltaré. Presione **⏏**. Confirme los **Avisos MGC** pulsando **⏏**.
- El período de Inicio de 2 horas comenzará. Revise su bomba aproximadamente 10 minutos después de comenzar la sesión del sensor para asegurarse de que su bomba y el transmisor se estén comunicando (el símbolo **ANTI** NO debería aparecer en la pantalla de Tendencias del MGC).
- Para mostrar la progresión del período de Inicio, un cuadro sombreado aparecerá en las pantallas de Tendencias del MGC y disminuirá gradualmente durante las 2 horas. No se muestran datos en el MGC durante el período de Inicio.




6 Calibrar

Al final del período de Inicio de 2 horas, calibre su MGC tomando 2 pruebas por punción digital con su glucómetro. Los valores de glucemia se deben tomar con 5 minutos de diferencia entre sí y luego ingresarlos inmediatamente en su bomba. También tendrá que calibrarla diariamente con 1 valor de glucemia tomado por punción digital al menos una vez cada 12 horas. Si lo desea, puede ingresar los valores de calibración antes o con mayor frecuencia que cada 12 horas.

Para calibrar

- Después del Inicio de 2 horas, se le pedirá que ingrese 2 valores separados de glucemia con punción digital en su bomba. Pulse **⏏** para confirmar el aviso.
- Lávese las manos y hágase una prueba de punción digital con su glucómetro.
- En el Menú MGC, se resaltaré **Cal. GLU**. Presione **⏏**.
- Use los botones **▲/▼** para ingresar el valor de glucemia. Presione **⏏**.
- CANCELAR** se resaltaré. Use los botones **▲/▼** para desplazarse hasta **CALIBRAR** y pulse **⏏**.
- Repita las instrucciones anteriores para ingresar el segundo valor tomado mediante punción digital.
- Se necesitan como mínimo 2 calibraciones cada día. Cada 12 horas se le pedirá que ingrese 1 valor de glucemia tomado con punción digital. Siga las instrucciones anteriores para introducir un valor de glucemia.



7 Pantallas de tendencias y datos del MGC

Pantallas de Tendencias en el MGC


Las pantallas de Tendencia del MGC ofrecen una imagen completa del estado de su glucosa. Las pantallas de Tendencia del MGC incluyen una imagen gráfica de sus lecturas del MGC durante un período de 1-3-6-12-24 horas, en función de su vista de pantalla preferida. Las pantallas de Tendencia del MGC también proporcionan información para evaluar la velocidad y la dirección de sus niveles de glucosa.

La pantalla de Datos del MGC proporciona una instantánea del estado actual de su glucosa.


Pantallas de Tendencias y Datos del MGC

- Desde la pantalla **Menú MGC**, pulse **▼** para resaltar **Gráfico de tendencias**. Presione **⏏**.
- Use los botones **▲/▼** para desplazarse por las pantallas de Tendencia y luego las pantallas de Datos. Pulse **⏏** para volver a la pantalla **Menú MGC**.
- Cuando la bomba está en modo de espera, puede acceder a las pantallas de Tendencias del MGC directamente pulsando el botón **(Ⓢ)** Contraste/acceso directo MGC.

Pantalla de Tendencias en el MGC



Pantalla de Datos en el MGC



* Las flechas de Tendencia (en las pantallas de Datos/Tendencia del MGC) y lecturas del MGC (en las pantallas de tendencia del MGC) están codificadas por color. A continuación se muestra una explicación de las flechas de tendencia y del código de colores.

† Un símbolo puede aparecer en lugar de su lectura actual del MGC en las pantallas de Datos/Tendencia del MGC. Consulte el manual del usuario del Animas® Vibe™ para obtener más información.

Flèche de tendencia

Las flechas de tendencias se pueden utilizar junto con los gráficos de tendencias para evaluar en qué dirección se dirigen sus niveles de glucosa y la rapidez con que están cambiando. No debe ajustar la dosis de insulina basándose en la información de las flechas de tendencias.

↗↗	Subiendo rápidamente: Sus lecturas de glucosa en el MGC están aumentando más de 3 mg/dL por minuto.
↗	Subiendo: Sus lecturas de glucosa en el MGC están aumentando 2-3 mg/dL por minuto.
↘	Subiendo lentamente: Sus lecturas de glucosa en el MGC están aumentando 1-2 mg/dL por minuto.
→	Constante: Sus lecturas de glucosa en el MGC están estables (no suben ni bajan más de 1 mg/dL por minuto).
↘	Bajando lentamente: Sus lecturas de glucosa en el MGC están bajando 1-2 mg/dL por minuto.
↘↘	Bajando: Sus lecturas de glucosa en el MGC están bajando 2-3 mg/dL por minuto.
↘↘↘	Bajando rápidamente: Sus lecturas de glucosa en el MGC están bajando más de 3 mg/dL por minuto.
Sin flecha(s)	Sin información de tasa de cambio: El MGC no siempre puede calcular la velocidad con que suben o bajan sus lecturas de glucosa en el MGC.

Las flechas de tendencia y las lecturas de glucosa del MGC en las pantallas de Datos/Tendencia en el MGC están codificadas por color. Vea la explicación a continuación:

→	Las flechas o puntos de datos rojos indican que su lectura más reciente del MGC fue igual o superior al límite de alerta de glucosa alta establecido en la bomba.
→	Las flechas o puntos de datos verdes indican que su lectura más reciente del MGC estuvo entre el límite de alerta de glucosa alta y baja establecido en la bomba.
→	Las flechas o puntos de datos azules indican que su lectura más reciente del MGC fue igual o inferior al límite de alerta de glucosa baja establecido en la bomba.

8 Finalizar sesión del sensor

El sensor se apaga automáticamente después de 7 días. Su bomba le avisará 6 horas, 2 horas y 30 minutos antes de que esto suceda. Aparecerá una pantalla final de Aviso en el MGC cuando la sesión de su sensor haya finalizado.

Pulse **⏏** para confirmar que la sesión de su sensor ha finalizado.


También puede detener la sesión del sensor en cualquier momento seleccionando **Inic./Parar** en el **Menú MGC**.




Para quitar la vaina del sensor y transmisor

Saque el adhesivo de la vaina del sensor/transmisor de cuerpo.

Coloque la vaina del sensor/transmisor sobre una superficie dura. Sujete el borde redondeado del bloqueo de seguridad. Inserte los bordes dentados del bloqueo de seguridad (del aplicador del sensor) para que "abracen" el extremo ancho del transmisor en la vaina del sensor.



Lengüetas de la vaina del sensor



Presione el bloqueo de seguridad hasta que no pueda presionar más y luego tire hacia arriba. El transmisor saldrá de la vaina del sensor.

NOTA: Si no mantiene el bloqueo de seguridad, puede utilizar sus dedos para extender las lengüetas traseras de la vaina del sensor. El transmisor entonces saldrá.

Guarde el transmisor para el próximo período de sesiones del sensor.